

ENVOI

➤ LE PLUS IMPORTANT : LA RAPIDITE

➤ De nombreuses molécules se dégradent après 2 à 4 jours, il faut donc privilégier un envoi rapide (Colissimo ou Lettre Max)

➤ NB : La durée d'acheminement peut-être prolongée de 48H si le week-end est inclus

Attention un transporteur spécial n'est pas garant de rapidité

➤ LE LABORATOIRE RECEPTIONNE LE COURRIER LE SAMEDI

Attention, préciser si l'envoi est effectué en Chronopost ou transporteur spécial


« À DISTRIBUER LE SAMEDI AVANT 10 H »

➤ PRECAUTIONS PARTICULIERES

PROTEGER LES PRELEVEMENTS DE LA CASSE

« Boîte Rigide »

Protection interne
(Papier absorbant)



Selon la réglementation européenne, les prélèvements de diagnostic sont classés « **RISQUE INFECTIEUX** » de Catégorie B, pour cela on doit :

« Apposer une étiquette sur la boîte rigide (nous en demander) et non sur l'emballage externe »

UN 3373

Biological Substance
Category B